

Anti-Clock Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - O15516

Artikelnummer: CM0028150



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CLOCK (KAT13D/bHLHe8), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt CLOCK in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu zirkadianen Rhythmen und transkriptioneller Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLOCK Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	KAT13D; bHLHe8; CLOCK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9575
GenID	9575
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 450-600 des humanen CLOCK (NP_004889.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15516
Proteingewicht	95 kDa
Versand	Eispackung