


Anti-Clpp-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16740

Artikelnummer: CM0009114



Einführung

CLPP-Kaninchen-monoklonaler Antikörper für Western Blot (WB), IHC-P, IF/ICC und ELISA. Validiert für Mensch, Maus und Ratte. Richtet sich gegen die mitochondriale ClpXP-Protease-Untereinheit, ein 30-kDa-Protein, das für die Proteink Qualitätskontrolle entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLPP-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	DFNB81; PRLTS3; CLPP
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8192
GeneID	8192
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 178-277 des menschlichen CLPP (Q16740) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16740
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Kühlakku