


Anti-Clpp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16740

Artikelnummer: CM0029763



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches CLPP (mitochondriale ClpP-Protease) für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Nützlich für die Forschung zur mitochondrialen Proteinkontrollqualität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLPP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DFNB81; PRLTS3; CLPP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8192
GenID	8192
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16740
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel