

Anti-Clps (Colipase) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P04118

Artikelnummer: CM0015995

Einführung

CamelBio bietet einen polyklonalen Kaninchen-Antikörper gegen CLPS (Colipase), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung in Lipidstoffwechsel, Verdauung und Sättigungssignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLPS Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CLPS; Colipase
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	1208
GeneID	1208
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P04118
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eistasche