

Anti-Clptm1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O96005

Artikelnummer: CM0011077

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CLPTM1 (Cleft Lip and Palate Transmembrane Protein 1). Geeignet für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit human. Forschungsanwendung für GPI-verankerte Proteinverarbeitung und GABAerge Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLPTM1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CLPTM1; Transmembranprotein
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1209
Gen-ID	1209
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen CLPTM1 (O96005) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O96005
Proteingewicht	76kDa
Versand	Eisbeutel