

Anti-Clptm1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O96005

Artikelnummer: CM0025129

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches CLPTM1 gerichtet ist. Geeignet für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Verwendung zur Untersuchung der GABAergen Übertragung, Lipid-Scrambling und GPI-Anker-Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CLPTM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLPTM1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1209
Gen-ID	1209
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von menschlichem CLPTM1 (NP_001285.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O96005
Proteingewicht	76kDa
Versand	Eisbeutel