


Anti-Clpx-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 076031

Artikelnummer: CM0003266



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CLPX, mitochondrialer ATP-abhängiger Chaperon. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der mitochondrialen Proteinqualitätskontrolle und der Häm biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLPX-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	EPP2; CLPX
Spezies	Human
GeneID (Human)	10845
GeneID	10845
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 534-633 von humanem CLPX (076031) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	076031
Protein-Gewicht	69 kDa
Versand	Eisbeutel