


Anti-Clspn (Claspin) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Haw4

Artikelnummer: CM0023112



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CLSPN/Claspin (UniProt Q9HAW4). Geeignet für WB und ELISA. Ideal zur Untersuchung von DNA-Schadens-Checkpoints, der Stabilität von Replikationsgabeln und der Zellzyklusregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLSPN Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	CLSPN; claspin
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	63967
GeneID	63967
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 650–750 des humanen CLSPN (NP_001177410.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9HAW4
Proteingewicht	151 kDa
Versand	Kühlakku