

Anti-Clstn3 Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bqt9

Artikelnummer: CM0013051

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Calsyntenin-3 (CLSTN3), geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Erkennt Maus-CLSTN3 mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 106 kDa. Ideal für Studien zur Synapsenbiologie und Thermogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CLSTN3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	CSTN3; CDHR14; alcbeta; CLSTN3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9746
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 730-850 von humanem CLSTN3 (NP_055533.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9BQT9
Proteingewicht	106kDa
Versand	Eisbeutel