

Anti-Clta Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09496

Artikelnummer: CM0028616



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Clathrin-Leichtkette A (CLTA). Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Unterstützt die Forschung zu Endozytose und mitotischer Spindel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLTA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LCA; CLTA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1211
GenID	1211
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-218 von humanem CLTA (NP_001824.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09496
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel