

Anti-Cluh Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa) - O75153

Artikelnummer: CM0014260

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen humanes CLUH (CLU1) gerichtet ist, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches und murines CLUH. Nützlich für die Untersuchung der mitochondrialen Biogenese und zytoplasmatischen Verteilung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLUH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLU1; CLUH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23277
GenID	23277
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1120-1309 von humanem CLUH (NP_056044.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O75153
Proteingewicht	147kDa
Versand	Eisbeutel