


Anti-Clusterin Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10909

Artikelnummer: CM0017974



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Clusterin (ApoJ, TRPM-2), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zu Apoptose, Komplement und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Clusterin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLI; AAG4; APOJ; CLU1; CLU2; KUB1; SGP2; APO-J; SGP-2; SP-40; TRPM2; TRPM-2; NA1/NA2; Clusterin
Spezies	Human
GeneID (human)	1191
GeneID	1191
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 220-449 der humanen Clusterin-Alpha-Kette enthält (NP_976084.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P10909
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel