


Anti-Clusterin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P10909

Artikelnummer: CM0002171



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Anti-Clusterin-Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches Clusterin, ein extrazelluläres Chaperon, das an Apoptose, Komplementinhibierung und Proteinaggregation beteiligt ist. Geeignet für diagnostische und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Clusterin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CLI, AAG4, APOJ, CLU1, CLU2, KUB1, SGP2, APO-J, SGP-2, SP-40, TRPM2, TRPM-2, NA1/NA2, Clusterin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1191
Gen-ID	1191
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 314-449 der menschlichen Clusterin-Alpha-Kette (NP_001822.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P10909
Proteinmasse	52kDa
Versand	Eisbeutel