

Anti-Clvs2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Syc1

Artikelnummer: CM0023124

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Clavesin-2 (CLVS2), validiert für WB und ELISA. Ideal für die Untersuchung der Morphologie von Endosomen/Lysosomen und des neuronalen Proteintransports. Rekombinantes Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLVS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RLBP1L2, C6orf212, C6orf213, bA160A10.4, CLVS2
Spezies	Human
Gen-ID	134829
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 265-327 von humanem CLVS2 (NP_001010852.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q5SYC1
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel