

Anti-Cmip-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8ly22

Artikelnummer: CM0019268

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen CMIP, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die T-Zell-Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CMIP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TCMIP; CMIP
Spezies	Human
GeneID (Human)	80790
GeneID	80790
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 640-773 von humanem CMIP (NP_938204.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8IY22
Protein-Gewicht	86kDa
Versand	Kühltasche