


Anti-Cmklr1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q99788

Artikelnummer: CM0021350



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches CMKLR1 (ChemR23), validiert für WB und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu metabolischer Entzündung und Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CMKLR1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	DEZ; ERV1; RVER1; ChemR23; CHEMERINR; CMKLR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1240
GenID	1240
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von menschlichem CMKLR1 (NP_001135815.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99788
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel