


Anti-Cmklr1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q99788

Artikelnummer: CM0014436



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CMKLR1 (Chemerin-Rezeptor), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem CMKLR1. Ideal für immunologische und metabolische Forschungsarbeiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CMKLR1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DEZ; ERV1; RVER1; ChemR23; CHEMERINR; CMKLR1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1240
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 des humanen CMKLR1 (NP_001135815.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q99788
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku