

Anti-Cmtm6 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nx76

Artikelnummer: CM0002386

Einführung

Hochwertiger Anti-CMTM6 Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt menschliches und ratte CMTM6, einen Hauptregulator des PD-L1-Recyclings und der T-Zell-Anergie. Ideal für die Forschung an Immun-Checkpoints und Studien zur Krebsimmunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CMTM6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CKLFSF6; PRO2219; CMTM6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54918
Gen-ID	54918
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 84-183 von menschlichem CMTM6 (NP_060271.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9NX76
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel