

Anti-Cnbp-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62633

Artikelnummer: CM0013267

Einführung

Polyklonaler Anti-CNBP-Kaninchenantikörper für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Transkriptionsrepression und RNA-Bindung. 19-kDa-Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNBP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DM2; ZNF9; CNBP1; PROMM; RNF163; ZCCHC22; CNBP
Spezies	Mensch
Gen-ID	7555
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 70-170 des menschlichen CNBP (NP_001120668.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62633
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Kühlakku