

Anti-Cndp1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Kn2

Artikelnummer: CM0030127



Einführung

CNDP1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (CN1, CPGL2), validiert für WB, ELISA. Ziel ist menschliche beta-Ala-His-Dipeptidase (Serumcarnosinase); kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Für Forschung zum Carnosinstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNDP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CN1; CPGL2; HsT2308; CNDP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84735
Gen-ID	84735
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von menschlichem CNDP1 (NP_116038.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96KN2
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel