

Anti-Cndp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Kp4

Artikelnummer: CM0013858



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CNDP2, validiert für Western Blot und ELISA in Human, Maus und Ratte. Zytosolische unspezifische Dipeptidase, beteiligt am Glutathionstoffwechsel und der Zellzyklusregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNDP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CN2; CPGL; PEPA; HsT2298; HEL-S-13; CNDP2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55748
Gen-ID	55748
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-210 von humanem CNDP2 (NP_060705.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96KP4
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eistasche