

Anti-Cnga3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16281

Artikelnummer: CM0027386



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CNGA3, geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt die Untereinheit alpha-3 des cGMP-gesteuerten Kanals in Zapfen-Photorezeptoren, die bei der Phototransduktion eine Schlüsselrolle spielt. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNGA3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CNG3; ACHM2; CCNC1; CCNCa; CNGG3; CCNCalpha; CNGA3
Spezies	Human
GeneID (Human)	1261
GeneID	1261
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-165 von humanem CNGA3 enthält (NP_001289.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16281
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eistasche