

Anti-Cnmd Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075829

Artikelnummer: CM0023317

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CNMD (CHM1/LECT1), validiert für WB und ELISA. Reguliert das Chondrozytenwachstum und die Angiogenese; geeignet für die Erforschung der Skelettentwicklung und des Herz-Kreislauf-Systems.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CNMD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CHM1; CHM-I; LECT1; BRICD3; MYETS1; CNMD
Spezies	Human
GeneID (human)	11061
GeneID	11061
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 75-334 des humanen CNMD enthält. (NP_008946.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O75829
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel