

Polyklonaler Anti-Cnnm1-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nru3

Artikelnummer: CM0020112

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den Metalltransporter CNNM1 (ACDP1, CLP-1). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, Maus- und Rattenprotein. Immunogen: rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 692-951 des humanen CNNM1 abdeckt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNNM1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ACDP1; CLP-1; CNNM1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	26507
GeneID	26507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 692-951 des humanen CNNM1 (NP_065081.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRU3
Proteingewicht	104 kDa
Versand	Kühlakku