


Anti-Cnnm4/Acdp4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6P4Q7

Artikelnummer: CM0024569



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches CNNM4 (ACDP4), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Metalltransport, Biomineralisierung und Netzhautfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNNM4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACDP4; CNNM4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	26504
Gen-ID	26504
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 700-775 von menschlichem CNNM4 (NP_064569.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6P4Q7
Proteinmasse	87 kDa
Versand	Eisbeutel