

Anti-Cnot1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - A5Ykk6

Artikelnummer: CM0030018



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CNOT1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines CNOT1. Ideal zur Erforschung von mRNA-Deadenylierung und Transkriptionsregulationsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNOT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NOT1; CDC39; HPE12; NOT1H; VIBOS; AD-005; CNOT1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23019
Gen-ID	23019
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 2137-2376 von humanem CNOT1 (NP_057368.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	A5YKK6
Proteingewicht	267kDa
Versand	Eistasche