


Anti-Cnot8-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uff9

Artikelnummer: CM0027527



Einführung

Anti-CNOT8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB und ELISA. Erkennt menschliches und murines CNOT8, eine katalytische Untereinheit des CCR4-NOT-Komplexes, die an mRNA-Deadenylierung und Translationskontrolle beteiligt ist. Geeignet für Molekularbiologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNOT8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CAF1; POP2; CALIF; Caf1b; hCAF1; CNOT8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9337
GenID	9337
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-292 von menschlichem CNOT8 (NP_004770.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UFF9
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel