


## Anti-Cnpase Polyklonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P09543

Artikelnummer: CM0019398



### Einführung

Polyklonales Antikörper gegen menschliches CNPase (CNP), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Neurobiologie, Myelinforschung und antivirale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Beschreibung                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CNPase Kaninchen pAb                                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | CNP1; HLD20; CNPase                                                                                                               |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                            |
| Gen-ID            | 1267                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 152-421 des menschlichen CNPase (NP_149124.3) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                               |
| SWISS             | P09543                                                                                                                            |
| Proteinmasse      | 48 kDa                                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                         |