


Anti-Cnpase Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P09543

Artikelnummer: CM0003321



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CNPase (P09543), validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Myelinbiologie und antivirale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNPase Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CNP1; HLD20; CNPase
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	1267
GeneID	1267
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 322-421 von humanem CNPase (P09543) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09543
Protein-Gewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel