


Anti-Cnpase Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P09543

Artikelnummer: CM0014807



Einführung

CamelBio bietet einen hochwertigen polyklonalen Antikörper vom Kaninchen gegen humanes CNPase (auch bekannt als CNP1/CNP) an. Validiert für WB, IF-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte, unterstützt er die Myelin-, Neurodegenerations- und antivirale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNPase Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CNP1; HLD20; CNPase
Spezies	Human
GeneID (Human)	1267
GeneID	1267
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 150-421 von humanem CNPase (NP_149124.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P09543
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel