

Anti-Cnpy2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y2B0

Artikelnummer: CM0012995

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CNPY2 (MSAP, TMEM4, ZSIG9), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Neuritenwachstums.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNPY2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MSAP; TMEM4; ZSIG9; HP10390; CNPY2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10330
Gen-ID	10330
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-182 des humanen CNPY2 (NP_055070.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2B0
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Kühlakku