

Anti-Cnpy3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Bt09

Artikelnummer: CM0025063

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches CNPY3 (PRAT4A), validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Unverzichtbar für Studien zur angeborenen Immunität und Proteinfaltung im ER.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNPY3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAG4A; DEE60; ERDA5; TNRC5; EIEE60; PRAT4A; CNPY3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10695
GenID	10695
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 31-278 von menschlichem CNPY3 (NP_006577.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BT09
Proteinmasse	31 kDa
Versand	Eisbeutel