


Anti-Cnr1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P21554

Artikelnummer: CM0016536



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes CNR1 (CB1), geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für die Erforschung von Cannabinoidrezeptoren in der Neurowissenschaft und in Stoffwechselstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNR1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CB1; CNR; CB-R; CB1A; CB1R; CANN6; CB1K5; CNR1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1268
GeneID	1268
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 401-472 des humanen CNR1 (NP_001153698.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21554
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel