

Anti-Cntd1 Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N815

Artikelnummer: CM0019607

Einführung

CNTD1 Kaninchen-polyklonale Antikörper validiert für WB und ELISA in humanen Proben. Spezifische Detektion von Protein 1 mit Cyclin-N-terminaler Domäne für Forschung zu Meiose und Crossing-over-Bildung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNTD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CNTD; COSA1; CNTD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	124817
GenID	124817
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-120 des menschlichen CNTD1 (NP_001317151.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8N815
Proteinmasse	37 kDa
Versand	Eisbeutel