


Anti-Cntf Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P26441

Artikelnummer: CM0023835



Einführung

CNTF Kaninchen-Polyclonale Antikörper validiert für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Erkennt CNTF bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu neuronalem Überleben, Differenzierung und Zytokin-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNTF Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	HCNTF; CNTF
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1270
Gen-ID	1270
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-74 von menschlichem CNTF entspricht (NP_000605.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26441
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel