

Anti-Cntfr Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P26992

Artikelnummer: CM0029828



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CNTFR, geeignet für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ermöglicht die Untersuchung von CNTF-Signalgebung, Motoneuron-Überleben und Neuroprotektionsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNTFR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CNTFR
Spezies	Human
GeneID	1271
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 90-342 von humanem CNTFR (NP_671693.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P26992
Protein-Gewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel