


Anti-Cntn1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q12860

Artikelnummer: CM0023601



Einführung

Kaninchen-polyklonaler CNTN1-Antikörper, auch bekannt als F3/GP135, validiert für WB, IHC-P, ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur neuronalen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNTN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	F3; GP135; MYPCN; CMYP12; CNTN1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1272
GeneID	1272
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von humanem CNTN1 entspricht (NP_778203.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12860
Proteingewicht	113kDa
Versand	Eisbeutel