

Anti-Cntn3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9P232

Artikelnummer: CM0016179



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CNTN3 (Contactin-3, BIG-1, PANG), validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der neuronalen Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNTN3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PCS; PANG; BIG-1; CNTN3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5067
GeneID	5067
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-110 des humanen CNTN3 (NP_065923.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9P232
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Kühlakku