

Anti-Cntn4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Iwv2

Artikelnummer: CM0014056

Einführung

CNTN4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Zielt auf menschliches Contactin-4 (BIG-2), ein neuronales Zelladhäsionsmolekül, das an der Neuritenausbildung und der Synaptogenese beteiligt ist. Ideal für die Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNTN4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AXCAM; BIG-2; CNTN4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	152330
GenID	152330
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 448-697 von menschlichem CNTN4 (NP_001193885.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8Iwv2
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Eisbeutel