


Anti-Gerinnungsfaktor Iii/Gewebefaktor Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P13726

Artikelnummer: CM0018174



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanen Gerinnungsfaktor III/Gewebefaktor (CD142, TF). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogene Spiegel in Human-, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Hämostase- und Thromboseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Gerinnungsfaktor III/Gewebefaktor Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TF; TFA; CD142; Gerinnungsfaktor III/Gewebefaktor
Spezies	Human
Gen-ID	2152
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 120-251 des humanen Gerinnungsfaktors III/Gewebefaktors (NP_001984.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P13726
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eistasche