

Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Gegen Gerinnungsfaktor X (F10) Für Wb, If/Icc, Elisa - P00742

Artikelnummer: CM0015514



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen den menschlichen Gerinnungsfaktor X (F10). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/Zellkultur-Immunzytochemie und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Forschung zu Hämostase, Thrombose und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	F10 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	FX; FXA; F10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2159
Gen-ID	2159
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 235-488 des menschlichen F10 (NP_000495.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P00742
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eispackung