


Anti-Coch Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43405

Artikelnummer: CM0030670



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Cochlin (COCH/COCH5B2) gerichtet ist, validiert für IHC-P, IF/ICC und ELISA. Wird im Innenohr exprimiert, reguliert Cochlin die Zellform und -motilität. Ideal für die Hörforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COCH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DFNA9; COCH5B2; DFNB110; COCH-5B2; COCH
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1690
Gen-ID	1690
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-260 von humanem COCH (NP_001128530.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O43405
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel