

## Anti-Cofilin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P23528

Artikelnummer: CM0008660



### Einführung

Der Kaninchen-Anti-Cofilin-monoklonale Antikörper von CamelBio zielt auf humanes Cofilin-1 (P23528) ab und weist Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte auf. Validiert für WB und ELISA unterstützt er die Untersuchung von Aktin-Dynamik, Zellmigration und embryonaler Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Cofilin Rabbit mAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | CFL; cofilin; HEL-S-15; Cofilin                                                                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                   |
| Gen-ID            | 1072 (Mensch)                                                                                                            |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Cofilin (P23528) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                      |
| SWISS             | P23528                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 19 kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Eispackung                                                                                                               |