

Anti-Cog1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wtw3

Artikelnummer: CM0022327

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches COG1, eine konservierte Untereinheit des oligomeren Golgi-Komplexes. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Golgi-Funktion und von CDG2G.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COG1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LDLB; CDG2G; COG1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9382
Gen-ID	9382
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 835-935 von humanem COG1 (NP_061184.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WTW3
Protein-Gewicht	109 kDa
Versand	Eistasche