

Anti-Cog2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14746

Artikelnummer: CM0027737

Einführung

CamelBio bietet einen polyklonalen Kaninchen-Antikörper an, der gegen COG2 (Q14746) gerichtet ist, eine konservierte Untereinheit des oligomeren Golgi-Komplexes, die für die Morphologie und Funktion des Golgi-Apparats essentiell ist. Validiert für WB, IHC-P und ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Forschung zum Golgi-Trafficking und zu angeborenen Störungen der Glykosylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COG2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LDLC; CDG2Q; COG2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	22796
GenID	22796
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von menschlichem COG2 (NP_031383.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14746
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel