

Anti-Cog3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Jb2

Artikelnummer: CM0021386

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes COG3 (SEC34), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Nützlich für Golgi-Transportstudien. 94 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COG3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SEC34; COG3
Spezies	Human
Gen-ID	83548 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-300 von humanem COG3 entspricht (NP_113619.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96JB2
Protein-Gewicht	94kDa
Versand	Eisbeutel