


Anti-Cog4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H9E3

Artikelnummer: CM0014176



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches COG4 gerichtet ist, validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Golgi-Funktion, der SNARE-Pin-Assembly und des retrograden Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COG4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	COD1; CDG2J; SWILS; COG4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	25839
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 310-410 von menschlichem COG4 (NP_056201.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9H9E3
Proteingewicht	89kDa
Versand	Eisbeutel