

## Anti-Cog6-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q9Y2V7

Artikelnummer: CM0015469

### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes COG6 (SWISS Q9Y2V7), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Erforschung des Golgi-Apparats und von angeborenen Glykosylierungsstörungen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | COG6-Kaninchen-pAb                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | COD2; SHNS; CDG2L; COG6                                                                                               |
| Art               | Mensch                                                                                                                |
| GenelD (Mensch)   | 57511                                                                                                                 |
| GenelD            | 57511                                                                                                                 |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 508-657 des humanen COG6 (NP_065802.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                             |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                   |
| SWISS             | Q9Y2V7                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 73 kDa                                                                                                                |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                              |