

Anti-Cog7 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - P83436

Artikelnummer: CM0028603

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes COG7, validiert für IF/ICC und ELISA. Geeignet für Studien zur Golgi-Funktion und zum Proteintransport. Erkennt humanes COG7 (P83436).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COG7 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CDG2E; COG7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	91949
GenID	91949
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 511-770 des menschlichen COG7 (NP_705831.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P83436
Proteinmasse	86 kDa
Versand	Eispackung