

Anti-Coilin-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P38432

Artikelnummer: CM0029420

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Coilin (p80-coilin) für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Dynamik der Cajal-Körper und zur snRNP-Assemblierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Coilin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLN80; p80-coilin; Coilin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8161
GenID	8161
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 297-576 von humanem Coilin (NP_004636.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P38432
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Eisbeutel